

AFNAMEMATERIAAL vacuüm-systeem (Greiner® / Starsted®)



SERUM / STOLBUIS (Ref. 455071)

Bloedafname in buis (8 ml) zonder antistollingsmiddel met gel (stolbuis; buis met rood/gele dop)

Na de afname barcodesticker (serum) op buis plakken. Bloed stolt na ongeveer 30 min bij kamertemperatuur. Serumwinning, buis 15 minuten centrifugeren bij 3000 toeren/min (indien mogelijk, niet verplicht, de gel scheidt bloed en serum).

Barcodesticker (Serum) in de lengte richting op de buis plakken.

Door het bloed na de afname te centrifugeren en als serum te versturen, verkrijgt men een betere stabiliteit van de te onderzoeken parameters.



EDTA-BUIS (Ref. 454036)

Uit het EDTA bloed kan onder andere een bloedbeeld en een HbA1c bepaald worden. Na het afnemen van het bloed wordt de EDTA-buis (buis met violette dop) circa 5 maal rustig omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat het antistollingsmiddel goed gemengd wordt met het bloed **NIET CENTRIFUGEREN!!**

Barcodesticker (EDTA) in de lengte richting op de buis plakken.



FLUORIDE-BUIS (Ref. 454221)

Natriumfluoride bloed wordt gebruikt voor een nauwkeurige glucose bepaling.

In de speciale glucose-buis (buis met grijze dop) zorgt het aanwezige fluoride ervoor, dat de afbraak van glucose door de bloedcellen minimaal is.

De inhoud van de fluoride-buis goed mengen door de buis 5 maal om te keren. **NIET CENTRIFUGEREN!!**

Barcodesticker (Na-fluoride) in de lengte richting op de buis plakken.



SPECIALE BLOEDBUIS METAALANALYSE (HB) (Ref. 456080)

Ontworpen om metalen in bloed te bepalen.

In de speciale metaalanalyse-buis (buis met blauwe dop) worden de metalen geconserveerd.

De inhoud van de metaalanalyse-buis goed mengen door de buis 5 maal om te keren. **NIET CENTRIFUGEREN!!**

Barcodesticker (Urine/rest) in de lengte richting op de buis plakken.



URINE BUIS (Ref.455007)

Ontworpen om basis urine onderzoek te verrichten.

NIET CENTRIFUGEREN!!

Barcodesticker (Urine/rest) in de lengte richting op de buis plakken.



URINE OPZUIGBUIS VOOR DRUGSSCEENING (Ref. 10.252)

Ontworpen om drugs en zware metalen in de urine op te sporen. Urine opzuigen door zuiger naar achter trekken tot hij vast klikt, deze kan dan worden afgebroken.

NIET CENTRIFUGEREN!!

Barcodesticker (Urine/rest) in de lengte richting op de buis plakken.

SPECIAAL VOOR THERAPEUTIC DRUGS MONITORING SERUM / STOLBUIS (Ref. 01.1601.901)

Bloedafname in buis (7.5ml) zonder antistollingsmiddel met korrels (SARSTEDT buis met grijze dop)

Na de afname barcodesticker (serum)) in de lengte richting op de buis plakken. Bloed stolt na ongeveer 30 min bij kamertemperatuur.

Serumwinning, buis 15 minuten centrifugeren bij 3000 toeren/min (indien mogelijk, niet verplicht, de korrels scheiden bloed en serum).

Door het bloed na de afname te centrifugeren en als serum te versturen, verkrijgt men een betere stabiliteit van de te onderzoeken parameters.