



FICHA TÉCNICA

Código Producto: PRT-01-0600

Careta o Protector facial de uso personal reutilizable

Denominación

Careta personal flexible para protección facial, frontal y lateral, con banda elástica ajustable adecuada para el uso diario. Producto reutilizable.

Normativa

Producto sanitario Clase I no estéril. Según normativa 93/42/EEC, Anexo V. Conforme con DIN EN 166:2002-04. Anexo II, Directiva 89/686/EEC. NTC 3610

Funcionalidad

Protector (careta) facial que impide el paso de aerosoles, micropartículas, líquidos y elementos, reduciendo la exposición a agentes biológicos y el contagio de enfermedades. Reduce significativamente la posibilidad de propagación de enfermedades contagiosas.

Características

Protector facial con cinta frontal flexible que se adapta fácilmente al contorno de la cabeza. Talla única. Visor de plástico transparente resistente a salpicaduras y ralladuras. No se empaña. Banda elástica ajustable para asegurarlo firmemente, liviano y confortable incluso durante largo periodos de uso. Fabricado en materiales que se pueden limpiar y desinfectar.

Materiales

Su cuerpo principal y cinta frontal están elaborados en tereftalato de polietileno (PET) transparente y resistente a las ralladuras. Banda elástica con núcleo de goma recubierto con fibras de poliéster algodón. Producto libre de látex.

Presentación

Unidad de empaque: Caja x 200 unidades
Tamaño de la caja: 31 cm x 45 cm x 34 cm
Peso: 70 g

Usos sugeridos

En general se recomienda su uso en ambientes con riesgo de contaminación, polvo y/o partículas donde el usuario deba mantener una condición de protección directa y parabólica. Se sugiere uso con tapabocas o mascarilla N95.

En ambientes hospitalarios, se debe utilizar donde exista potencial de exposición a la infección, especialmente médicos, enfermeras(os), personal de apoyo y seguridad, personas que transitan por la institución con alimentos, personal de cocina, asistencial, servicios generales, mantenimiento, atención a pacientes aislados e incluso pacientes.

En ambientes laborales debe utilizarse en todos los casos donde el personal esté expuesto a partículas nocivas en el ambiente y/o contacto con personal, el protector facial debe considerarse como un producto de defensa vital para la protección respiratoria.

En uso por el ciudadano común, el protector facial se debe utilizar en su vida cotidiana y en todos los casos donde el usuario requiera protegerse de aerosoles, líquidos y partículas directas. El protector facial es una línea de protección de doble vía que protege al usuario como a las personas con las que se entra en contacto.

Instrucciones de uso

- ✓ Antes de tomar el protector facial, lávese bien las manos con abundante agua y jabón
- ✓ Desinfecte el protector facial con agua y jabón y/o alcohol antiséptico
- ✓ Arme el protector facial según las instrucciones incluidas con el producto



PROTECTO

Careta de Protección Facial



Decisiones de Confianza

Especialistas en Control de Infecciones

- ✓ Evite tocar la parte interna del protector facial durante la postura
- ✓ Tome el protector facial con ambas manos, ubique el elástico del protector facial en la parte posterior de la cabeza y deslice el protector facial hacia adelante cubriendo la cara completamente
- ✓ Ubique el protector facial equidistante y centrado a la cara
- ✓ Durante su uso, evite tocar el protector facial con las manos para mantener la barrera contra el contagio
- ✓ Para retirárselo, tome el protector facial lateralmente por la cinta frontal con ambas manos y hágalo hacia arriba
- ✓ Una vez se lo retire, proceda inmediatamente a lavarlo con agua y jabón y/o alcohol antiséptico
- ✓ Lávese bien las manos con agua y jabón
- ✓ Seque el protector facial con un paño suave o papel absorbente suave, seco y limpio
- ✓ Almacene el protector facial en un lugar seco y limpio
- ✓ Antes de volver a utilizar el protector facial, se recomienda nuevamente desinfectarlo

Advertencias

- ✓ El protector facial es de uso personal y no debe compartirse con otras personas
- ✓ Mientras lo esté utilizando, evite tocar el protector facial por la cara exterior. La cara exterior es la más expuesta y es susceptible a estar contaminada
- ✓ Reemplace el protector facial cuando esté deteriorado, dañado, roto o le sea difícil ver a través del visor
- ✓ Deséchelo cada vez que salga de ambientes altamente contaminados

Conservación / Almacenamiento previo uso

Almacene el protector facial en el embalaje original, lejos de agentes de contaminación, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad ambiental excesiva y productos químicos nocivos.

Nota. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

HECHO EN COLOMBIA

