

## Description

CM-MD300C1

ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจทางนิ้วมือ เหมาะที่จะใช้ที่บ้านและตามสถานพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

**ChoiceMMed™**

## Specification

- ▶ แสดงผลบนหน้าจอ LED
- ▶ แสดงค่า SpO2, PR, Plethbar , Low power indicator
- ▶ ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน์ AAA 1.5 V. 2 ก้อน , 600mAh สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน
- ▶ 30 ชั่วโมง
- ▶ ใช้ไฟน้อยกว่า 40 mA
- ▶ เครื่องดับเองอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเกินกว่า 8 วินาที

### SpO2

ช่วงการวัด : 70 - 99 % , ความถูกต้อง :  $\pm 2$  % ในช่วง 80-99%

### Pulse Rate

ช่วงการวัด : 30 - 235 bpm , ความถูกต้อง :  $\pm 2$  bpm ในช่วง 30-99 bpm

- ▶ ผลิตภัณฑ์ ChoiceMMed ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ▶ ผลิตได้มาตรฐาน CE , ISO